

## Spoldesinfektor, checklista, vårdhygiensk riktlinje

**Desinfektorns inventariernr:** .....

**Klinik:** ..... **Avdelning:** .....

Kontroll och underhåll omfattas av:

- att spolmunstyckena lätt kan rotera
- att dysorna och spjutens spolhåll är rena och inte igensatta
- att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck och skriv datum på dunken)
- att avloppet är fritt och eventuella galler/nät är rengjorda

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag



Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag